

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CREATININE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (creatinase standardisée IFCC-IDMS) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1512 (02)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E) Modification de la stabilité réactif à bord et de la fréquence calibrage	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CREATININE	URINE NON PRE-TRAITEE	DOSAGE ENZYMATIQUE (creatinase standardisée IFCC-IDMS) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1512 (02)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E) Modification de la stabilité réactif à bord et de la fréquence calibrage	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	UREE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (UREASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1534 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	UREE	URINE NON PRE-TRAITEE	DOSAGE ENZYMATIQUE (UREASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS- ABBOTT	DX ARCHI 1534 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GLUCOSE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (HEXOKINASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1516 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GLUCOSE	URINE NON PRE-TRAITEE	DOSAGE ENZYMATIQUE (HEXOKINASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS- ABBOTT	DX ARCHI 1516 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CHOLESTEROL TOTAL	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (cholesterol oxydase) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN- ABBOTT	DX ARCHI 1509 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CHOLESTEROL HDL	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE DIRECTE POLYMERE-POLYANION Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN- ABBOTT	DX ARCHI 1510 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TRIGLYCERIDES	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1533 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FER	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE FERENE-S Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN- ABBOTT	DX ARCHI 1514 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	SODIUM	SANG ET DERIVES	POTENTIOMETRIE INDIRECTE Automate ARCHITECT C1600 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1517 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	SODIUM	URINE NON PRE-TRAITEE	POTENTIOMETRIE INDIRECTE Automate ARCHITECT C1600 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1517 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	POTASSIUM	SANG ET DERIVES	POTENTIOMETRIE INDIRECTE Automate ARCHITECT C1600 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1517 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	POTASSIUM	URINE NON PRE-TRAITEE	POTENTIOMETRIE INDIRECTE Automate ARCHITECT C1600 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1517 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CHLORURES	SANG ET DERIVES	POTENTIOMETRIE INDIRECTE Automate ARCHITECT C1600 BRUTUS et GONTRAN	DX ARCHI 1517 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BICARBONATES	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORMETRIQUE (PEP CARBOXYLASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1529 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CALCIUM	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE (arsenazo III) Automate ARCHITECT C16000 - ABBOTT	DX ARCHI 1508 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CALCIUM	URINE PRE-TRAITEE	DOSAGE COLORIMETRIQUE (arsenazo III) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1508 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PHOSPHORE	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORMETRIQUE (PHOSPHOMOLYBDATE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1526 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PHOSPHORE	URINE PRE-TRAITEE	DOSAGE COLORMETRIQUE (PHOSPHOMOLYBDATE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1526 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	MAGNESIUM	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (ISOCITRATE DESHYDROGENASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1523 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	MAGNESIUM	URINE PRE-TRAITEE	DOSAGE ENZYMATIQUE (ISOCITRATE DESHYDROGENASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1523 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ACIDE URIQUE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (URICASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1501 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ACIDE URIQUE	URINE PRE-TRAITEE	DOSAGE ENZYMATIQUE (URICASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1501 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GOT/TGO/ASAT/AST	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1016 (02)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GPT/TGP/ALAT/ALT	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1020 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PAL	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1525 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GGT	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT C1600 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1515 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LIPASE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (CO-LIPASE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1522 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CPK	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1511 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PROTEINES TOTALES	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE (REACTION DU BIURET) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1527 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PROTEINES	URINE NON PRE-TRAITEE	TURBIDIMETRIE (chlorure de benzethonium) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1528 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FERRITINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - OLIVE et MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1554 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TRANSFERRINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOTURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN-ABBOTT	DX ARCHI 1532 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TSH	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - OLIVE et MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1566 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	T4 LIBRE	SANG ET DERIVES	IMMUNODOSAGE PAR COMPETITION Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - OLIVE et MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1565 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LITHIUM	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1438 (02)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	T3 LIBRE	SANG ET DERIVES	IMMUNODOSAGE PAR COMPETITION Automate ARCHITECT C1600 POPEYE et OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1564 (01)	accrédité depuis le 23-05-2013 (A)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PSA TOTAL	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 POPEYE et OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1560 (01)	accrédité depuis le 22-05-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ACE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1440 (01)	accrédité depuis le 07-08-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	AFP	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1441 (01)	accrédité depuis le 07-08-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CA 15.3	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1443 (02)	accrédité depuis le 07-08-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CA 125	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1444 (01)	accrédité depuis le 08-08-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CA 19.9	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1442 (02)	accrédité depuis le 08-08-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TROPONINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - OLIVE et MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1569 (01)	accrédité depuis le 23-10-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BNP	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - OLIVE et MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1550 (01)	accrédité depuis le 14-10-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BILIRUBINE TOTALE	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE (sels de diazonium) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1507 (01)	accrédité depuis le 20-09-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BILIRUBINE CONJUGUEE	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE (sels de diazonium) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1506 (01)	accrédité depuis le 20-09-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LDH	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (LACTATE => PYRUVATE) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1521 (01)	accrédité depuis le 20-09-2013 (A)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ALBUMINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE (pourpre de bromocresol) Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1502 (02)	accrédité depuis le 14-08-2013 (A) changement de version du document de référence	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PREALBUMINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1435 (01)	accrédité depuis le 16-08-2013 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	IMMUNOGLOBULINE A	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1118 (04)	accrédité depuis le 25-09-2013 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	IMMUNOGLOBULINE G	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1119 (03)	accrédité depuis le 30-09-2013 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	IMMUNOGLOBULINE M	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1120 (04)	accrédité depuis le 25-09-2013 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	DIGOXINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1437 (01)	accrédité depuis le 02-08-2013 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CARBAMAZEPINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1436 (01)	accrédité depuis le 02-08-2013 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ACIDE VALPROIQUE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1439 (01)	accrédité depuis le 27-10-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CRP	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS et GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1513 (01)	accrédité depuis le 30-09-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	MICROALBUMINE	URINE	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1524 (01)	accrédité depuis le 14-10-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LDL	SANG ET DERIVES	DETERGENT SELECTIF LIQUIDE Automate ARCHITECT C16000 BRUTUS - ABBOTT	DX ARCHI 1589 (02)	accrédité depuis le 15-10-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LH	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1558 (01)	accrédité depuis le 27-10-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FSH	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1556 (01)	accrédité depuis le 30-10-2014 (A)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ESTRADIOL	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate ARCHITECT I2000 POPEYE et OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1553 (01)	accrédité depuis le 17-11-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PROLACTINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1434 (02)	accrédité depuis le 17-11-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CORTISOL	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate ARCHITECT I2000 OLIVE- ABBOTT	DX ARCHI 1445 (02)	accrédité depuis le 29-11-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PROGESTERONE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate ARCHITECT I2000 OLIVE - ABBOTT	DX ARCHI 1433 (02)	accrédité depuis le 29-11-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BETA-HCG	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT I2000 OLIVE et MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1551 (01)	accrédité depuis le 04-12-2014 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	25 OH VITAMINE D	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - ABBOTT	DX ARCHI 1029 (02)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	HAPTOGLOBINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOTURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1573 (01)	accrédité depuis le 03-06-2016 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	OROSOMUCOIDE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOTURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT C16000 GONTRAN - ABBOTT	DX ARCHI 1174 (02)	accrédité depuis le 03-06-2016 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PTH	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE Automate LIAISON XL - DIASORIN	DX XL 1036 (02)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TESTOSTERONE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - ABBOTT	DX ARCHI 1065 (01)	ajout (04-07-2017)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	SDHEA	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - ABBOTT	DX ARCHI 1068 (01)	ajout (04-07-2017)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	VITAMINE B12	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES AVEC PRETRAITEMENT Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - ABBOTT	DX ARCHI 1067 (01)	ajout (04-07-2017)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FOLATES	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES AVEC PRETRAITEMENT Automate ARCHITECT I2000 POPEYE - ABBOTT	DX ARCHI 1066 (01)	ajout (04-07-2017)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ELECTROPHORESE DES PROTEINES	SANG ET DERIVES	ELECTROPHORESE CAPILLAIRE Automate CAPILLARYS 2 FLEX - SEBIA	DX CAP 1003 (11)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	IMMUNO-ELECTROPHORESE DES PROTEINES	SANG ET DERIVES	IMMUNOELECTROPHORESE Capillaire Automate CAPILLARYS 2 FLEX Gel Automate HYDRASIS SCAN- SEBIA	DX HYDRA 1003 (03) DX CAP 1004 (06)	accrédité depuis le 02-03-2015 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PROFIL DES PROTEINES URINAIRE et BENCE JONES	URINE	IMMUNOFIXATION Automate HYDRASIS SCAN - SEBIA	DX HYDRA 1001 (07)	accrédité depuis le 03-03-2015 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	HBA1C	SANG ET DERIVES	HPLC Automate : G11 - TOSOH	IT G11 1004 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ACIDE URIQUE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (URICASE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1101 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ALAT / TGP	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1131 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ALBUMINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE (pourpre de bromocresol) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1102 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	AMYLASE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (TRIOSIDE-NITROPHENYLE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1103 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	APOLIPOPROTEINE A	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOTURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1104 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	APOLIPOPROTEINE B	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOTURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1105 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ASAT / TGO	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1130 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BILIRUBONE TOTALE	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE (sels de diazonium) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1107 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BILIRUBINE DIRECTE	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE (sels de diazonium) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1106 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CALCIUM	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE (arsenazo III) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1108 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CHOLESTEROL TOTAL	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (cholesterol oxydase) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1109 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CHOLESTEROL HDL	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE DIRECTE POLYMERE-POLYANION Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1110 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CPK	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1111 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CREATININE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (creatinase standardisee IFCC-IDMS) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1112 (04)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E) Modification de la stabilité réactif à bord et de la fréquence calibrage	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CREATININE	URINE	DOSAGE ENZYMATIQUE (creatinase standardisee IFCC-IDMS) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1178 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E) Modification de la stabilité réactif à bord et de la fréquence calibrage	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CRP	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOTURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1113 (04)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E) Correction de l'expression des résultats négatifs en < 5 mg/l pour les CRP "inflammatoires"	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FER	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORIMETRIQUE FERENE-S Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1114 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GGT	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1115 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GLUCOSE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (HEXOKINASE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1116 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GLUCOSE	URINE	DOSAGE ENZYMATIQUE (HEXOKINASE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1179 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation						FE ANA 1057 (31) Version 31
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LDH	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (LACTATE => PYRUVATE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1121 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LPASE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (CO-LIPASE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1122 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	MAGNESIUM	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (ISOCITRATE DESHYDROGENASE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1123 (03)	accrédité depuis le 18-02-2013 (A)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	MICRO ALBUMINE	URINE	DOSAGE IMMUNO-TURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1124 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PHOSPHATASE ALCALINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1125 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PHOSPHORE	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORMETRIQUE (PHOSPHOMOLYBDATE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1126 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	POTASSIUM	SANG ET DERIVES	POTENTIOMETRIE INDIRECTE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1137 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PROTEINES	URINE	DOSAGE TURBIDIMETRIQUE (CHLORURE DE BENZETHONIUM) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1128 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PROTEINES TOTALES	SERUM	DOSAGE COLORMETRIQUE (REACTION DU BIURET) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1127 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PROTEINES TOTALES	PLASMA	DOSAGE COLORMETRIQUE (REACTION DU BIURET) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1127 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	SODIUM	SANG ET DERIVES	POTENTIOMETRIE INDIRECTE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1136 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	RESERVE ALCALINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE COLORMETRIQUE (PEP CARBOXYLASE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1129 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TRANSFERRINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOTURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1132 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TRIGLYCERIDES	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1133 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	UREE	SANG ET DERIVES	DOSAGE ENZYMATIQUE (UREASE) Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1134 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ESTRADIOL	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate ARCHITECT CI 1000 - ABBOTT	IT ARCHI 1153 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FERRITINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1154 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FOLATES	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES APRES PRETRAITEMENT Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1155 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FSH	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1156 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BETA-HCG	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1151 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LH	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1158 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PSA	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1160 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PSA LIBRE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1161 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	T3 LIBRE	SANG ET DERIVES	IMMUNODOSAGE PAR COMPETITION Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1164 (02)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	T4 LIBRE	SANG ET DERIVES	IMMUNODOSAGE PAR COMPETITION Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1165 (05)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E) Modification de l'intervalle de mesure	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TSH	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1166 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TROPONINE-I	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1169 (04)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	VITAMINE B12	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES APRES PRETRAITEMENT Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1149 (03)	accrédité depuis le 01-04-2012 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CHLORURES	SANG ET DERIVES	POTENTIOMETRIE INDIRECTE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1135 (02)	accrédité depuis le 03-06-2016 (A)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	HAPTOGLOBINE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOTURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1173 (02)	accrédité depuis le 03-06-2016 (A)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CRP US	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOTURBIDIMETRIQUE Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1113 (04)	accrédité depuis le 03-06-2016 (A) précision pour le rendu de la limite inférieure des CRP US	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TESTOSTERONE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate ARCHITECT CI 1000 - ABBOTT	IT ARCHI 1172 (03)	accrédité depuis le 12-09-2016 (A)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	SDHEA	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate ARCHITECT CI 1000 - ABBOTT	IT ARCHI 1159 (02)	accrédité depuis le 12-09-2016 (A)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BNP	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate ARCHITECT CI 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1150 (02)	accrédité depuis le 12-09-2016 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CREATININE	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1039 (07)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	UREE	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1018 (06)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GLUCOSE	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1011 (07)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CHOLESTEROL TOTAL	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1007 (08)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CHOLESTEROL HDL	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1008 (10)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TRIGLYCERIDES	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1017 (10)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E) t	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	SODIUM	SANG ET DERIVES	POTENTIOMETRIE DIRECTE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1022 (05)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	POTASSIUM	SANG ET DERIVES	POTENTIOMETRIE DIRECTE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1021 (05)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BICARBONATES	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1020 (08)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CALCIUM	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1006 (09)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PHOSPHORE	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1014 (06)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ACIDE URIQUE	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1001 (08)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GOT/TGO/ASAT/AST	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1025 (06)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GPT/TGP/ALAT/ALT	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1023 (07)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PAL	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1031 (06)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	GGT	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1028 (05)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CPK	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1026 (07)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FERRITINE	SANG ET DERIVES	CHIMILUMINESCENCE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITIE 1034 (06)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TSH	SANG ET DERIVES	CHIMILUMINESCENCE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITIE 1032 (06)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	T4 LIBRE	SANG ET DERIVES	CHIMILUMINESCENCE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITIE 1031 (06)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	TRANSFERRINE	SANG ET DERIVES	TURBIDIMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCL 1011 (06)	accrédité depuis le 06/03/2015 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LIPASE	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1030 (07)	accrédité depuis le 26/02/2015 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CHLORURES	SANG ET DERIVES	POTENTIOMETRIE DIRECTE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1019 (06)	accrédité depuis le 26/02/2015 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LDL	SANG ET DERIVES	TURBIDIMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCL 1038 (05)	accrédité depuis le 28/02/2015 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	FER	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1010 (05)	accrédité depuis le 26/02/2015 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	LDH	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1029 (05)	accrédité depuis le 26/02/2015 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	ALBUMINE	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1002 (05)	accrédité depuis le 26/02/2015 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	PROTEINES TOTALES	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 - OCD	DX VITCS 1015 (08)	accrédité depuis le 26/02/2015 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	BILIRUBINE TOTALE	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 4600 / 5600 - OCD	DX VITCS 1005 (06)	accrédité depuis le 16/03/2015 (A)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	CRP	SANG ET DERIVES	REFLECTOMETRIE Automate VITROS 5600 / 4600 - OCD	DX VITCS 1037 (08)	accrédité depuis le 17/03/2015 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	HEMOGRAMME AVEC FORMULE LEUCOCYTAIRE AUTOMATISEE	SANG ET DERIVES	IMPEDANCEMETRIE, CYTOMETRIE EN FLUX, CYTOCHIMIE, SPECTROPHOTOMETRIE CALCUL Automate XN 9000 - SYSMEX	IT HN 1002 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	FORMULE LEUCOCYTAIRE EN MICROSCOPIE OPTIQUE	SANG ET DERIVES	OBSERVATION DES ELEMENTS FIGURES DU SANG APRES COLORATION AU MGG MICROSCOPE AUTOMATE DE COLORATION DM 1200 SYSMEX	IT HN 1001 (07)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	NUMERATION PLAQUETTES ISOLEE	SANG ET DERIVES	CYTOMETRIE EN FLUX, IMPEDANCE Automate XN 9000 - SYSMEX	IT HN 1002 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	RETICULOCYTES	SANG ET DERIVES	CYTOMETRIE EN FLUX Automate XN 9000 - SYSMEX	IT HN 1002 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	IMMUNOHEMATOBM	Détermination des groupes sanguins	SANG ET DERIVES	Hémagglutination Technique gel filtration Automate ERYTRA - GRIFOLS	IT ERY 1001 (04)	accrédité depuis le 01-11-2015 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	IMMUNOHEMATOBM	RAI	SANG ET DERIVES	Hémagglutination Technique gel filtration Automate ERYTRA - GRIFOLS	IT ERY 1001 (04)	accrédité depuis le 01-11-2015 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BIOCHBM	RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES	SELLES	DOSAGE IMMUNCHROMATOGRAPHIQUE SUR MEMBRANE HEMOTEST - BIOSYNEX	DX ANAIE 1005 (05)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	NF - PLAQUETTES	SANG ET DERIVES	IMPEDANCEMETRIE, CYTOMETRIE EN FLUX, CYTOCHIMIE, SPECTROPHOTOMETRIE CALCUL Automate XT 2000i - SYSMEX	IT SYSM 1001 (02)	accrédité depuis le 01-07-2013 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	PLAQUETTES	SANG ET DERIVES	CYTOMETRIE EN FLUX, IMPEDANCE Automate XT 2000i - SYSMEX	IT SYSM 1001 (02)	accrédité depuis le 01-07-2013 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	RETICULOCYTES	SANG ET DERIVES	CYTOMETRIE EN FLUX Automate XT 2000i - SYSMEX	IT SYSM 1006 (01)	accrédité depuis le 01-07-2013 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	FORMULE LEUCOCYTAIRE EN MICROSCOPIE OPTIQUE	SANG ET DERIVES	OBSERVATION DES ELEMENTS FIGURES DU SANG APRES COLORATION AU MGG MICROSCOPE	IT HEMA 1012 (02)	accrédité depuis le 01-07-2013 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	HEMOGRAMME PLAQUETTES FORMULE AUTOMATISEE	SANG ET DERIVES	IMPEDANCEMETRIE, CYTOMETRIE EN FLUX, CYTOCHIMIE, SPECTROPHOTOMETRIE CALCUL Automate XN 1000 - SYSMEX	IT HN 1007 (02)	accrédité depuis le 05-01-2017 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	HEMATOBM	RETICULOCYTES	SANG ET DERIVES	CYTOMETRIE EN FLUX Automate XN 1000 - SYSMEX	IT HN 1007 (02)	accrédité depuis le 05-01-2017 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	TEMPS DE QUICK (AVEC CALCUL DE L'INR ET DU TAUX DE PROTHOMBINE)	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA R - DIAGNOSTIC STAGO	DX STAR 1017 (04)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	DETERMINATION DU TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA R - DIAGNOSTIC STAGO	DX STAR 1007 (05)	accrédité depuis le 19/08/2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT HEMATO / HEMOSTASE	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	FIBRINOGENE	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA R - DIAGNOSTIC STAGO	DX STAR 1021 (04)	accrédité depuis le 07/11/2013 (A)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	TEMPS DE QUICK (AVEC CALCUL DE L'INR ET DU TAUX DE PROTHOMBINE)	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA COMPACT - DIAGNOSTIC STAGO	IT STA 1012 (02)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	DETERMINATION DU TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA COMPACT - DIAGNOSTIC STAGO	IT STA 1013 (03)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	FIBRINOGENE	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA COMPACT - DIAGNOSTIC STAGO	IT STA 1014 (02)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	TEMPS DE QUICK (AVEC CALCUL DE L'INR ET DU TAUX DE PROTHOMBINE)	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA COMPACT - DIAGNOSTIC STAGO	DX STAC 1038 (04)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E) Changement de version du document de référence	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	DETERMINATION DU TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA COMPACT - DIAGNOSTIC STAGO	DX STAC 1032 (04)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE MILLAU	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	FIBRINOGENE	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA COMPACT - DIAGNOSTIC STAGO	DX STAC 1037 (03)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE ALBI	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	TEMPS DE QUICK (AVEC CALCUL DE L'INR ET DU TAUX DE PROTHOMBINE)	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA COMPACT - DIAGNOSTIC STAGO	IT STA 1012 (02)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE ALBI	BIOLOGIE MEDICALE	COAGBM	DETERMINATION DU TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE DE COAGULATION CHRONOMETRIQUE Automate STA COMPACT - DIAGNOSTIC STAGO	IT STA 1013 (03)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	AUTOIMMUNOBM	RECHERCHE ET DOSAGE SEMI-QUANTITATIF DES AC ANTI-NUCLEAIRES	SANG ET DERIVES	IMMUNO-FLUORESCENCE INDIRECTE SUR CELLULES HEP 2 PREPARATEUR DE LAMES IFAST MICROSCOPE A FLUORESCENCE	DX IFI 1002 (06)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	AUTOIMMUNOBM	RECHERCHE ET DOSAGE SEMI-QUANTITATIF DES AC ANTI-MITOCHONDRIES	SANG ET DERIVES	IMMUNO-FLUORESCENCE INDIRECTE SUR CELLULE HEP2 COUPES DE REIN, DE FOIE ET D'ESTOMAC DE RAT PREPARATEUR DE LAMES IFAST MICROSCOPE A FLUORESCENCE	DX IFI 1003 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	AUTOIMMUNOBM	RECHERCHE ET DOSAGE SEMI-QUANTITATIF DES AC ANTI-LKM	SANG ET DERIVES	IMMUNO-FLUORESCENCE INDIRECTE SUR CELLULE HEP2 COUPES DE REIN, DE FOIE ET D'ESTOMAC DE RAT PREPARATEUR DE LAMES IFAST MICROSCOPE A FLUORESCENCE	DX IFI 1003 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	AUTOIMMUNOBM	RECHERCHE ET DOSAGE SEMI-QUANTITATIF DES AC ANTI-MUSCLE LISSE	SANG ET DERIVES	IMMUNO-FLUORESCENCE INDIRECTE SUR CELLULE HEP2 COUPES DE REIN, DE FOIE ET D'ESTOMAC DE RAT PREPARATEUR DE LAMES IFAST MICROSCOPE A FLUORESCENCE	DX IFI 1003 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	AUTOIMMUNOBM	RECHERCHE ET DOSAGE SEMI-QUANTITATIF DES AC ANTI-CYTOPLASMES DES PNN	SANG ET DERIVES	IMMUNO-FLUORESCENCE INDIRECTE SUR GRANULOCYTES PREPARATEUR DE LAMES IFAST MICROSCOPE A FLUORESCENCE	DX IFI 1001 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	AUTOIMMUNOBM	DEPISTAGE DES AC ANTI-ENA	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE Automate PHADIA 250 - THERMOFISHER	DX PHADI 1008 (02)	accrédité depuis le 04-05-2015 (A)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	AUTOIMMUNOBM	TITRAGE DES AC ANTI-ENA	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE Automate PHADIA 250 - THERMOFISHER	DX PHADI 1015 (03) - DX PHADI 1018 (02) - DX PHADI 1019 (02) - DX PHADI 1022 (02) - DX PHADI 1023 (02) - DX PHADI 1024 (01) - DX PHADI 1025 (03) - DX PHADI 1026 (02)	accrédité depuis le 04-05-2015 (A)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	AUTOIMMUNOBM	DOSAGE DES AC ANTI-ADN	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE Automate PHADIA 250 - THERMOFISHER	DX PHADI 1037 (03)	accrédité depuis le 22-05-2015 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	ALLERGBM	IGE TOTALES	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE Automate PHADIA 250 - THERMOFISHER	DX PHADI 1002 (02)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	ALLERGBM	IGE SPECIFIQUES	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE Automate PHADIA 250 - THERMOFISHER	DX PHADI 1001 (02)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	ALLERGBM	IGE SPECIFIQUES MELANGEES SUR UN MEME SUPPORT	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE Automate PHADIA 250 - THERMOFISHER	DX PHADI 1003 (02) DX PHADI 1004 (03)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AGHBS	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1144 (02)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-HBC	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1141 (02)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-HBS	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1142 (03)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-VHC	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1146 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	IGG ANTI-TOXOPLASMIQUE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1167 (03)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	IGM ANTI-TOXOPLASMIQUE	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1168 (03)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	IGG ANTI-CMV	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1014 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	IGM ANTI-CMV	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1015 (01)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	IGG ANTI- RUBEOLIQUES	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1162 (02)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	TPA -AC ANTI- TREPONEMA PALLIDUM	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1004 (01)	accrédité depuis le 07-06-2013 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	Ac anti-VHA TOTAL	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1012 (01)	accrédité depuis le 31-08-2014 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	Ac anti-VHA IGM	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I2000 MIMOSA - ABBOTT	DX ARCHI 1013 (01)	accrédité depuis le 18-10-2014 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-EBNA IGG (SEROLOGIE EBV)	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE AUTOMATE LIAISON XL - DIASORIN	DX XL 1010 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-VCA IGM (SEROLOGIE EBV)	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE AUTOMATE LIAISON XL - DIASORIN	DX XL 1009 (04)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-VCA IGG (SEROLOGIE EBV)	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE AUTOMATE LIAISON XL - DIASORIN	DX XL 1008 (03)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	IGM ANTI-BORRELLIA (SÉROLOGIE LYME)	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE AUTOMATE LIAISON XL - DIASORIN	DX XL 1011 (04)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT BIOCH-IE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	IGG ANTI-BORRELLIA (SÉROLOGIE LYME)	SANG ET DERIVES	IMMUNOLUMINOMETRIE AUTOMATE LIAISON XL - DIASORIN	DX XL 1012 (05)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	RPR - AC ANTI- SYPHILITIQUES	SANG ET DERIVES	FLOCCULATION macroscopique Test sur lame	DX ANAIE 1032 (01)	accrédité depuis le 30-08-2016 (A)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	IGM ANTI-BORRELIA DIRIGES CONTRE AG SPECIFIQUES	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE MANUELLE WESTERN-BLOT EUROLINE-WB LECTURE AUTOMATISEE SCANNER	DX ANAIE 1004 (06)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT ANALYSES SPECIALISEES	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	IGG ANTI-BORRELIA DIRIGES CONTRE AG SPECIFIQUES	SANG ET DERIVES	TECHNIQUE MANUELLE WESTERN-BLOT EUROLINE-WB LECTURE AUTOMATISEE SCANNER	DX ANAIE 1003 (07)	accrédité depuis le 15-10-2011 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT INDUSTRIE BIOMEDICALE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AGHBS	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 1 ETAPE Automate architect I4000 TELMA et LOUISE - ABBOTT	DX ARCHI 1053 (01)	accrédité depuis le 06-06-2017 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT INDUSTRIE BIOMEDICALE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-HBC	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I4000 TELMA et LOUISE - ABBOTT	DX ARCHI 1051 (01)	accrédité depuis le 06-06-2017 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT INDUSTRIE BIOMEDICALE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-HBS	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I 4000 TELMA et LOUISE - ABBOTT	DX ARCHI 1052 (01)	accrédité depuis le 06-06-2017 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT INDUSTRIE BIOMEDICALE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-VHC	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I 4000 TELMA et LOUISE - ABBOTT	DX ARCHI 1054 (01)	accrédité depuis le 06-06-2017 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT INDUSTRIE BIOMEDICALE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	TPA -AC ANTI- TREPONEMA PALLIDUM	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I 4000 TELMA et LOUISE - ABBOTT	DX ARCHI 1057 (01)	accrédité depuis le 06-06-2017 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT INDUSTRIE BIOMEDICALE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-VIH ET AG	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I 4000 TELMA et LOUISE - ABBOTT	DX ARCHI 1055 (01)	accrédité depuis le 06-06-2017 (A)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT INDUSTRIE BIOMEDICALE	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-HTLV 1 ET 2	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect I 4000 TELMA et LOUISE - ABBOTT	DX ARCHI 1056 (01)	accrédité depuis le 06-06-2017 (A)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-VHC	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect ci 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1146 (03)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	
SITE GAILLAC	BIOLOGIE MEDICALE	ISEROBM	AC ANTI-VIH ET AG	SANG ET DERIVES	DOSAGE IMMUNOMETRIQUE 2 ETAPES Automate architect ci 8200 - ABBOTT	IT ARCHI 1157 (03)	accrédité depuis le 01/07/2014 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	COPROCULTURE	SELLES OU PRELEVEMENT RECTAL	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE, EN ATMOSPHERE MICRO-AEROPHILE, EN ANAEROBIOSE IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF Automate SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1005 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) HORMIS RECHERCHE DE VIBRIO CHOLEREA	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	HEMOCULTURE	SANG ET DERIVES	CULTURE BOUILLON EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET ANAEROBIE IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME ETUVE AGITANTE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF Automate SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1020 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	SPERMOCULTURE	SPERME	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2 IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF Automate SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1006 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) Y COMPRIS RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE MYCOPLASMES URO-GENITAUX HORMIS RECHERCHE DE BK ET CHLAMYDIA TRACHOMATIS	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN BACTERIOLOGIQUE DES SECRETIONS ET EXSUDATS ANO-GENITAUX	SECRETIONS ET EXSUDATS ANO-GENITAUX	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2 IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR Automate AREOSPRAY	PR BACT 1003 (02) HORMIS RECHERCHE DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS, HAEMOPHILUS DUCREYI ET TREPONEMA PALLIDUM	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) HORMIS RECHERCHE DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS, HAEMOPHILUS DUCREYI ET TREPONEMA PALLIDUM	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES (ECBU) CYTOLOGIE URINAIRE COMPTE D'ADDIS CRISTALLURIE	URINES 1ER JET, 2EME JET, POCHES URINAIRES, URINES COLLECTEES CHEZ PATIENT APPAREILLE	CYTOLOGIE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE CRISTAUX EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2 IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE ET ACCESSOIRES POUR POLARISATION ET CONTRASTE DE PHASE Automate IQ200 IRIS Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF Automate SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1018 (01) PR BACT 1028 (01)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) HORMIS RECHERCHE DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'UN PUS AURICULAIRE	PUS AURICULAIRE	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2 IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1024 (03)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES SECRETIONS BRONCHOPULMONAIRES ET EXPECTORATIONS	SECRETIONS BRONCHOPULMONAIRES ET EXPECTORATIONS	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2 IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF SIRSCAN MICRO Automate PREVIColor ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1004 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) HORMIS RECHERCHE DE BK	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'UN PRELEVEMENT OCULAIRE	FROTTIS CONJONCTIVAL	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2 IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF SIRSCAN MICRO Automate PREVIColor ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1009 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) HORMIS RECHERCHE DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DU LCR	LCR	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2, EN ANAEROBIOSE IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF SIRSCAN MICRO Automate PREVIColor ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1019 (01)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES SUPPURATIONS DES SEREUSES	LIQUIDE DE PONCTION (PERITONEAL, ASCITE, PLEURAL, PERICARDIQUE, LIQUIDE)	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2, EN ANAEROBIOSE IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1025 (02) PR BACT 1015 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) HORMIS RECHERCHE DE BK	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES SUPPURATIONS OSSEUSES ET ARTICULAIRES	PRELEVEMENTS LIQUIDES (ARTICULAIRE) PRELEVEMENTS BIOPSIQUES SOLIDES PRELEVEMENTS PER- OPERATOIRES	CYTOLOGIE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE CRISTAUX EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE, EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2, EN ANAEROBIOSE, EN MICRO-AEROPHILIE IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE MICROSCOPE A POLARISATION Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF Automate SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1012 (03) PR BACT 1028 (01)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) HORMIS RECHERCHE DE MYCOBACTERIES	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'UN PRELEVEMENT DE GORGE	ECOUVILLONNAGE GORGE	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2, EN ANAEROBIOSE IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF Automate SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1007 (01)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'UN PRELEVEMENT NASAL-RHINOPHARYNGE-PUS DE SINUS	PRELEVEMENT DE FOSSES NASALES, PUS DE FOSSE NASALE, PUS DE SINUS	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2, EN ANAEROBIOSE IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1008 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) HORMIS RECHERCHE DE BORDETELLA PERTUSSIS (PCR)
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN BACTERIOLOGIQUE PLAIES ECOULEMENTS PURULENTS INFECTIONS CUTANEEES PHANERES	ECOUVILLONAGE PLAIE ASPIRATION A LA SERINGUE PRELEVEMENT DE PHANERES	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2 IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1013 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN BACTERIOLOGIQUE DES SUPPURATIONS CLOSES	ASPIRATION A LA SERINGUE	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE ET EN ATMOSPHERE ENRICHIE EN CO2, EN ANAEROBIOSE IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF Automate SIRSCAN MICRO Automate PREVICOLOR ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1011 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	EXAMEN BACTERIOLOGIQUE : DISPOSITIF INTRA- VASCULAIRE	CATHETER CHAMBRE IMPLANTABLE	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE AEROBIE IDENTIFICATION ANTIBIOGRAMME MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF Automate SIRSCAN MICRO Automate PREVIColor ETUVE/SYSTEME GENERATEUR ATMOSPHERE	PR BACT 1014 (02) NUMERATION : TECHNIQUE DE MAKI	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	CRISTALLURIE	URINES FRAICHES DU MATIN (1ER OU 2EME JET)	CYTOLOGIE PH, DENSITE URINAIRE RECHERCHE, IDENTIFICATION, DENOMBREMENT DES CRISTAUX MICROSCOPE OPTIQUE A POLARISATION Automate IQ200 - IRIS	PR BACT 1028 (01)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	CYTOLOGIE	URINES	CYTOLOGIE URINAIRE COMPTE D'ADDIS MICROSCOPE OPTIQUE Automate IQ200 - IRIS	IT BACT 1132 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	SPERME PRELEVEMENT VAGINAL URINES	RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE MYCOPLASMES URO- GENITAUX	CYTOLOGIE EXAMEN COLORATION DE GRAM CULTURE EN ATMOSPHERE MICRO- AEROPHILIE LOUPE BINOCULAIRE MICROSCOPE GELOSE A7 MYCOFAST REVOLUTION	PR BACT 1022 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) HORMIS RECHERCHE DE MYCOPLASMA GENITALIUM	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	RECHERCHE DE LEGIONNELLES	URINES	TEST IMMUNO-ENZYMATIQUE Technique manuelle : DISPOSITIF ULTRAFILTRATION REACTIF BINAXNOW LEGIONELLA	IT BACT 1113 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	ANTIBIOGRAMME PAR DIFFUSION EN MILIEU GELOSE	INOCULUM BACTERIEN PUR	METHODE AUTOMATISEE DE TYPE QUALITATIF ET QUANTITATIF INHIBITION DE CROISSANCE EN MILIEU GELOSE EN PRESENCE D'UNE CERTAINE CONCENTRATION D'ANTIBIOTIQUE(S) APRES INCUBATION Automate SIRSCAN MICRO	IT BACT 1141 (09)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	DETERMINATION DES CONCENTRATIONS MINIMALES INHIBITRICES	INOCULUM BACTERIEN PUR	METHODE AUTOMATISEE DE TYPE QUALITATIF INHIBITION DE CROISSANCE EN MILIEU GELOSE EN PRESENCE D'UN GRADIENT DE CONCENTRATION D'ANTIBIOTIQUE(S) APRES INCUBATION BANDETTES CMI Automate SIRSCAN MICRO	IT BACT 1100 (03)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	BACTH	ANTIBIOGRAMME STANDARD EN MILIEU LIQUIDE	INOCULUM BACTERIEN PUR	METHODE AUTOMATISEE DE TYPE QUALITATIF ET QUANTITATIF INHIBITION DE CROISSANCE EN MILIEU LIQUIDE EN PRESENCE D'UNE CERTAINE CONCENTRATION D'ANTIBIOTIQUE(S) APRES INCUBATION Automate VITEK2 - Réactif VITEK	IT VITEK 1001 (03)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	PARASITOMYCOBM	RECHERCHE D'ELEMENTS PARASITAIRES (ŒUFS, KYSTES, TROPHOZOÏTES, VER ADULTE, PROGLOTTIS)	MATIERES FECALES MUCUS RECTAL BANDE ADHESIVE TRANSLUCIDE APPOSEE AU NIVEAU DE LA MARGE DE L'ANUS	EXAMEN MICROSCOPIQUE DIRECT ET APRES COLORATION CONCENTRATION MICROSCOPE OPTIQUE CENTRIFUGEUSE/ ECO-PARASITE	PR PARA 1001 (04)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) NON COMPRIS RECHERCHE D'ANGUILLULE ET ANKYLOSTOME APRES ENRICHISSEMENT PAR LA TECHNIQUE DE BAERMANN. PAS DE DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ENTRE E. HISTOLYTICA ET E. DISPAR	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	PARASITOMYCOBM	RECHERCHE DE CRYPTOSPORIDIUM SPP	MATIERES FECALES	EXAMEN MICROSCOPIQUE APRES COLORATION MICROSCOPE OPTIQUE / RÉACTIF TB COLOR ZIEHL NEELSEN Automate : AEROSPRAY	IT PARA 1005 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	PARASITOMYCOBM	RECHERCHE DE PLASMODIUM SP.	SANG VEINEUX	EXAMEN MICROSCOPIQUE D'UN FROTTIS MINCE APRES COLORATION Technique manuelle : MICROSCOPE OPTIQUE - RÉACTIF DE MGG	IT PARA 1001 (06)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E) Ajouter si un palu est positif,colorer au moins une lame sur l'Aerospray Elitech	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	PARASITOMYCOBM	RECHERCHE DE PLASMODIUM SP.	SANG CAPILLAIRE/SANG VEINEUX	PREPARATION D'UNE GOUTTE EPAISSE EXAMEN MICROSCOPIQUE APRES COLORATION Technique manuelle : MICROSCOPE OPTIQUE - RÉACTIF DE MGG	IT PARA 1012 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	PARASITOMYCOBM	RECHERCHE D'ANTIGENES PALUDIQUES	SANG ET DERIVES	TEST IMMUNO-ENZYMATIQUE technique manuelle : test PALUTOP	IT PARA 1010 (05)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	PARASITOMYCOBM	RECHERCHE DE TRICHOMONAS VAGINALIS	ECOUVILLONAGE URETRAL OU VAGINAL OU VULVO- VAGINAL / SECRETIONS VAGINALES – ECOULEMENT URETRAL	EXAMEN MICROSCOPIQUE DIRECT ET APRES COLORATION technique manuelle : MICROSCOPE OPTIQUE - RÉACTIF DE MGG	PR BACT 1003 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	PARASITOMYCOBM	RECHERCHE, IDENTIFICATION ET DENOMBREMENT DE CHAMPIGNONS : LEVURES DERMATOPHYTES MOISSISSURES	SELLES OU PRELEVEMENT RECTAL SANG, SPERME, PUS AURICULAIRE SECRETIONS ET EXUDATS ANO-GENITAUX URINES 1ER JET, 2EME JET, POCHE URINAIRE, URINES COLLECTEES CHEZ PATIENT APPAREILLE SECRETIONS BRONCHO- PULMONAIRES ET EXPECTORATIONS, FROTTIS CONJONCTIVAL LIQUIDE PERITONEAL, LIQUIDE D'ASCITE, LIQUIDE PERICARDIQUE, LIQUIDE PLEURAL, LCR ECHANTILLONS PER- OPERATOIRES, BIOPSIES LIQUIDE DE PONCTION SYNOVIALE	EXAMEN DIRECT, APRES COLORATION CULTURE AEROBIE, IDENTIFICATION MICROSCOPE OPTIQUE Automate VITEK2 Automate MALDI-TOF Automate PREVICOLOR REACTIFS VITEK GELOSE SABOURAUD CHLORAMPHENICOL GENTAMICINE MYCOLINE® COLORANT MYCETCOLOR® MYCETBLUE®	PR MYCO 1001 (01)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	PARASITOMYCOBM	ANTIFONGIGRAMME EN MILIEU LIQUIDE	INOCULUM FONGIQUE PUR	METHODE AUTOMATISEE DE TYPE QUALITATIF ET QUANTITATIF INHIBITION DE CROISSANCE EN MILIEU LIQUIDE EN PRESENCE D'UNE CERTAINE CONCENTRATION D'ANTIFONGIQUE(S) APRES INCUBATION Automate VITEK	DX BM 1080 (02)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE PLATEAU TECHNIQUE - UT MICROBIOLOGIE	BIOLOGIE MEDICALE	VIROH	RECHERCHE DE ROTAVIRUS ET D'ADENOVIRUS	SELLES	TEST IMMUNO-ENZYMATIQUE technique manuelle - réactif BIONEXIA - BIOMERIEUX	IT BACT 1121 (03)	accrédité depuis le 15-10-2010 (E)	
SITE VILLEFRANCHE DE ROUGUE	BIOLOGIE MEDICALE	SPERMIOBM	Test de Huhner	SPERME	Méthode manuelle de type quantitatif Examen direct macro- et microscopique	PR REPRO 1001 (01)	accrédité depuis le 01-11-2015 (E)	

Laboratoire LxBIO N° accréditation : 8-2529		Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation					FE ANA 1057 (31) Version 31	
Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)	
SITE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	BIOLOGIE MEDICALE	PHARMACOSTPBM - TOXICOBM	CADMIUM	URINE	Spectrométrie d'absorption atomique Automate Pinnacle 900Z	IT P900Z 1001 (06)	accrédité depuis le 01-01-2016 (E)	