



1/ Objet et domaine d'application

Cette instruction de travail décrit les modalités de réalisation d'un prélèvement général : lésion non-ulcéreuses au niveau pénis-gland-prépuce

2/ Références et documents liés

FE CBP 1031 « Demande de renseignements : lésion non-ulcéreuses au niveau pénis-gland-prépuce »

PR BACT 1003 « examen bactériologique des sécrétions et exsudats anogénitaux »

IT BACT 1077 « qualification - critères d'acceptation des prélèvements en microbiologie médicale »

3/ Responsabilités

Le préleveur habilité est responsable de la bonne application de cette instruction de travail.

4/ Matériel et conditions de prélèvement

Absence d'antibiothérapie

◆ Conditions de prélèvement

Prélèvement de préférence au laboratoire avec indication du contexte clinique

◆ Matériel

- 1 (ou 2) écouvillon(s) avec milieu de transport
- 2 écouvillon(s) sans milieu de transport
- 2 lames pour frottis (+ boîte de lames)
- Dakin

5/ Généralités

5.1. Prélèvement

◆ Prélèvement au niveau pénis/gland/prépuce

- S'il existe un écoulement ou une lésion purulente, récupérer la sérosité sur un écouvillon avec milieu de transport.
- Si lésion avec vésicules fermées : suspicion d'herpès
Rompre la vésicule, gratter le plancher et récupérer les sérosités sur un écouvillon à décharger dans un milieu de transport adapté et spécifique à demander au laboratoire

5.2. Transport

- Fermer correctement les écouvillons dans les étuis et les lames dans les boîtes
- Porter le plus rapidement possible au laboratoire
Conservation avant analyse température ambiante
-délai d'acheminement < 4 heures sans milieu de transport
-délai d'acheminement < 24 heures avec milieu de transport

5.3. Recherches particulières sur prescription explicite :

Herpès